

Подставка металлическая передвижная для облучателей-рециркуляторов "Armed" на 1, 2, 3 и 5 ламп.



Подставка на 1 лампу



Подставка на 2 лампы



Подставка на 3 и 5 ламп

Техническое описание

Подставки предназначены для установки на нее облучателей-рециркуляторов «Armed». Основание подставки на 1 лампу имеет 5 колес; на 2 лампы – 2 колеса; на 3 и 5 ламп – 4 колеса. Подставки на 1 и 2 лампы имеют металлический корпус, а подставка на 3 и 5 ламп состоит из металлических труб, и имеют эмалевое лакокрасочное покрытие.

Подставка на 1 лампу предназначена для облучателей-рециркуляторов медицинских «Armed» СН111-115 и СН111-130 в металлических и пластиковых корпусах;

подставка на 2 лампы предназначена для облучателей-рециркуляторов медицинских «Armed» СН211-115 и СН211-130 в металлических и пластиковых корпусах;

Подставка на 3 и 5 ламп предназначена для облучателей-рециркуляторов медицинских «Armed» СН311-115 и СН511-115.

Технические характеристики

Модель подставки	На 1 лампу	На 2 лампы	На 3 и 5 ламп
Параметр			
Габариты изделия, мм	1040х450х450	1100х355х355	1090х300х580
Вес, кг	3	4,6	3,8

Комплектация

1. Штатив – 1 шт.
2. Основание – 1 шт.
3. Паспорт – 1шт.

Свидетельство о приемке

Подставка металлическая передвижная для облучателей-рециркуляторов "Armed" на 1, 2, 3 и 5 ламп соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия РОСС CN.MT42.H01230 действителен
с 16.04.2012 по 15.04.2015г.

**Изготовитель: «Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.»,
ДжиангсуДэнгуанМедикалТритмент Инструмент Ко., Лтд, Китай
No,17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Provinse, China, 213200**

Дистрибьютор: ТМ «Армед»

Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи. На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется. Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сайт: www.armed.ru